


TROVARE IL MIGLIORE SITO DI INIEZIONE: LE INIEZIONI INTRAMUSCOLARI

Intramuscolare (IM) nei muscoli

- Intramuscolare significa: nei muscoli. Il collo è la sede ideale delle iniezioni intramuscolari. Questa è di solito l'area più sicura e non vi sono tagli di carne pregiati. Iniettare non più di 10-15 ml per sito di iniezione.



Il sito di iniezione: una spanna sotto il margine del collo, una spanna davanti alla spalla e una spanna al di sopra delle vertebre del collo (linea tratteggiata viola).



Inserisci l'ago ad angolo retto rispetto alla superficie del collo penetrando il muscolo il più profondamente possibile.



Spessore dell'ago: 18-16 gauge. Fino a 5 ml di liquido acquoso: 19 gauge. Lunghezza dell'ago: da 2,5 a 4 cm. Bovino muscoloso: ago lungo. Bovini e vitelli più magri: ago corto.